



Hightech Ref. WKB005

Manual de instrucciones



Hightech Combi Hydro

Hidrodermoabrasión

Ultrasonidos

Martillo Frío

Radiofrecuencia

Spray

Peeling Ultrasónico

Advertencia

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

Declaración de conformidad CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

Reciclaje



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡Bienvenido!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Equipo



Contraindicaciones

No utilice el equipo con:

- Pacientes de pieles hipersensibles o con acné severo.
- Pacientes con diabetes, presión arterial alta o colesterol alto.
- Pacientes con una infección cutánea que sea contagiosa.
- Pacientes con dispositivo de control de ritmo cardíaco (marcapasos), desfibriladores automáticos implantados (DAI) o cualquier otro dispositivo electromagnético implantado.

- Cuando el equipo esté en marcha, si emite un zumbido, compruebe el indicador del monitor de la botella de residuos. Si el indicador luminoso parpadea, vacíe las botellas y colóquelas de nuevo tras haberlas vaciado.

Rellene las botellas con los productos siguientes:

A: Líquido limpieza profunda

B: Líquido hidratante

C: Loción desinfectante

D: Líquido oxigenante (botella trasera H2 O2)



Instrucciones de uso

- Abra el paquete y verifique que todas las partes del aparato están incluidas y en buen estado. Es necesario guardar el embalaje para cualquier posible reclamación.
- Compruebe que el equipo está en buen estado. Si hay algún problema, contacte su distribuidor.
- Coloque el equipo en una estancia limpia y ventilada con una temperatura de entre 5 y 40°. La humedad relativa no puede ser superior al 80%. No coloque ningún objeto a menos de 5cm de distancia de la máquina.
- No coloque artículos encima del equipo.
- Coloque las botellas traseras y delanteras. En caso de querer separar las botellas traseras, tiene que desenroscarlas. Para las delanteras, primero tiene que presionar el botón superior y podrá extraerlas.
- Enchufe el cable negro en la toma de corriente y encienda el equipo.
- Limpie las botellas antes de rellenarlas con los productos de belleza. Cuando tenga que vaciarlas para su limpieza después de un tratamiento, asegúrese de que el equipo no está en funcionamiento porque el producto podría entrar dentro del equipo y dañar sus componentes.

HIDRODERMOABRACION

Indicado en limpiezas profundas y tratamientos para eliminar puntos negros, acné, suciedad acumulada en la piel y para pieles grasas. También después de tratamientos de reducción de grasa y para aumentar la elasticidad y el tono de la piel.

1. Conecte el cable en la toma lateral "abrasion". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento.
3. Inserte el cabezal correspondiente en el manípulo según la zona que quiera tratar.
4. Escoja la botella según el producto que quiera utilizar con la rueda central en la letra de la botella deseada. Por ejemplo, si quiere aplicar un tratamiento oxigenante, coloque la rueda central en la letra D.
5. Entre cada tratamiento con los distintos productos, mantenga el cabezal del manípulo presionado con el dedo unos 4-5 segundos un par de veces para limpiarlo.
6. Vaya cambiando de cabezal y ajustando la intensidad de succión según la piel del paciente y la zona que quiera tratar.



7. Haga clic en el botón “H2 O2” y/o “Dermabrasion” en la pantalla según el tipo de tratamiento que desee realizar y espere 3 minutos antes de empezar a pulverizar. La función escogida también puede encenderse desde el botón del manípulo.

8. Después del tratamiento, limpie las botellas ABCD y los tubos para evitar su obstrucción.

ULTRASONIDO

1. Conecte el cable en la toma lateral “ultrasound”. Sitúelo de manera que la palabra “open” quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento y aplique el gel en la zona que quiera tratar.
3. Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con las flechas y escoja el tipo de onda con los botones “MODE”: onda continua (botón izquierdo) y onda pulsada (botón derecho). Se recomienda utilizar la primera para tratamientos de pieles normales y tejidos más gruesos, en cambio la segunda es ideal para zonas más sensibles y de tejidos más finos. Se recomienda empezar con la onda continua y aumentar la intensidad paulatinamente.
4. Haga clic en el botón “ultrasound” en la pantalla para empezar el tratamiento.
5. Mueva el manípulo presionando ligeramente la piel desde abajo hacia arriba a lo largo de las líneas de contorno durante 5-8 min.

MARTILLO FRÍO

Indicado después de tratamientos de rejuvenecimiento de la piel, disminución del tamaño de los poros, eliminación de rojeces, reducción de la sensibilidad y mejora del tono de la piel.

1. Conecte el cable en la toma lateral "cold". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento y aplique gel en la zona que quiera tratar.
3. Haga clic en el botón "cold" en la pantalla.
4. Ponga el martillo en contacto con la piel del paciente en las zonas que desee tratar.

RADIOFRECUENCIA

1. Conecte el cable en la toma lateral "RF". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento y aplique el producto en la zona que quiera tratar.
3. Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con las flechas y escoja el tipo de onda con los botones "MODE": onda continua (botón izquierdo) y onda pulsada (botón derecho). Se recomienda utilizar la primera para tratamientos de pieles normales y tejidos más gruesos, en cambio la segunda es ideal para zonas más sensibles y de tejidos más finos. Se recomienda empezar con la onda continua y aumentar la intensidad paulatinamente.
4. Haga clic en el botón "RF" en la pantalla para empezar el tratamiento.
5. Mueva el manipulador presionando ligeramente la piel desde abajo hacia arriba o haga pequeños círculos a lo largo de la cara.
6. Se recomienda aplicar un tratamiento de 10 – 15 minutos.

SPRAY


1. Conecte el cable en la toma lateral "spray". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento.
3. Introduzca la loción que quiera pulverizar en el pequeño recipiente de plástico que se adapta a presión en el manipulador spray.
4. Haga clic en el botón "spray" en la pantalla.
5. Enfoque el manipulador hacia la zona a tratar y empiece a pulverizar la loción.
6. Si en algún momento la boquilla se obstruye, limpie los restos que se hayan acumulado con la ayuda de una aguja o una herramienta pequeña.

PEELING ULTRASÓNICO

Elimina pieles muertas, combate el exceso de cutículas y mejora la textura de la piel.

MODO A: Función peeling

1. Conecte el cable en la toma lateral "scrubber". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento y séquela bien. Aplique la loción desincrustante en la zona que quiera tratar.
3. Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con las flechas y escoja el tipo de onda con los botones "MODE": onda continua (botón izquierdo) y onda pulsada (botón derecho). Se recomienda utilizar la primera para tratamientos de pieles normales y tejidos más gruesos, en cambio la segunda es ideal para zonas más sensibles y de tejidos más finos. Se recomienda empezar con la onda continua y aumentar la intensidad paulatinamente.
4. Mantenga pulsados simultáneamente los botones laterales que tiene la espátula y colóquela inclinada unos 45° tal y como muestra la imagen inferior.
5. El tiempo de tratamiento es aproximadamente de unos 15-20 minutos.



MODO B: Función galvánica

1. Conecte el cable en la toma lateral "scrubber". Sitúelo de manera que la palabra "open" quede en la parte superior del cable.
2. Limpie la cara del paciente antes del tratamiento y séquela bien. Aplique la loción apropiada para la función galvánica en la zona que quiera tratar.
3. Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con las flechas y escoja el tipo de onda con los botones "MODE": onda continua (botón izquierdo) y onda pulsada (botón derecho). Se recomienda empezar con la onda continua y aumentar la intensidad paulatinamente.
4. Mantenga pulsados los botones laterales que tiene la espátula, presione firmemente la espátula contra la piel y deslícela a lo largo de las líneas del rostro tal y como muestra la imagen superior.

PRECAUCIONES

- Durante las 24 horas posteriores al tratamiento, se recomienda el uso de crema solar y consulte con su esteticista qué productos cosméticos puede aplicar sobre la piel.
- Si el paciente sufre anafilaxia, acné severo, tiene la piel hipersensible o tiene problemas de circulación, es recomendable consultar con el médico especialista antes de utilizar el equipo.
- Si el paciente percibe molestias en la piel durante el tratamiento, detenga el tratamiento.

MANTENIMIENTO

- Mientras limpie el equipo, asegúrese de que está apagado.
- Utilice un trapo seco y limpio para limpiar el equipo. Puede utilizar un trapo ligeramente húmedo en manchas o zonas de suciedad más extrema.
- Para limpiar el manípulo de hidrodermoabrasión, empiece seleccionando la botella C y ajuste al máximo la intensidad de succión. Haga clic en “start” y mantenga el dedo colocado sobre el cabezal durante 5-10 segundos. Extraiga el cabezal y repita el movimiento 8-10 veces. Cuando la botella C ya esté limpia y vacía, llene las botellas A y B de agua templada y repita la acción misma acción con estas dos botellas, así evitará que los tubos y manípulos se obstruyan. Una vez terminado, extraiga el cabezal y límpielo junto a los otros con un trapo para eliminar restos de suciedad. También puede ponerlos en remojo con alcohol o un producto desinfectante durante un minuto.
- Para limpiar el manípulo spray, llene el receptáculo del manípulo con agua templada, haga clic en “start” y pulverice toda el agua templada.
- El resto de manípulos tienen que limpiarse con un trapo húmedo con agua templada después de cada uso.

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	43x45,5x31
	Peso bruto (Kg)	9,5
	Tamaño consola (cm)	26x40x38
	Tamaño pantalla (pulgadas)	7
Características de trabajo	Frecuencia ultrasonido	1 MHz
	Frecuencia RF bipolar	1 MHz
	Potencia de succión	650 cm/hg
	Potencia flujo de agua	30 l / h
	Presión	80 Kpa
Características eléctricas	Voltaje nominal	230 V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	100 W



Hightech Ref. WKB005

Instruction manual

Hightech Combi Hydro

Hydrodermabrasion

Ultrasound

Cold Hammer

Radiofrequency

Spray

Skin Scrubber

Warning

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

Recycling



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

EC-Declaration of compliance

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

Welcome!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Package contents



Contraindications

Do not use the device with:

- Patients with hypersensitive skin or severe acne.
- Patients with diabetes, high blood pressure or high cholesterol.
- Patients with contagious skin infections.
- Patients with pacemakers, patients with implantable cardioverter-defibrillator (ICD) or any other electrical or rhythmic heart-regulating device.

waste bottle. If the indicator light flashes, empty the bottles and place them correctly again.

Fill the bottles with the following products:

- A: Deep cleaning liquid/agent
- B: Moisturizing liquid
- C: Disinfectant solution
- D: Oxygenic liquid (H2 O2 rear bottle)

Start-up



- Open the box and check that all parts are included and in good condition. Please keep the original package for possible service instances.
- Check if the device is in good condition. If there's any problem, please contact your distributor.
- Locate the device in a clean and well-ventilated area with a temperature between 5°C and 40°C. The relative humidity cannot be greater than 80%. Make sure no objects are located within a distance of 5 cm around the device.
- Do not place any objects on top of the device.
- Place front and rear bottles correctly. To extract the rear ones, unscrew them. For the front ones, just press the upper button and they will be easily removed.
- Plug the power cord into the socket and switch on the device.
- Clean the bottles before filling them with beauty products. When extracting the bottles for emptying and cleaning after a treatment, make sure the device is not in operation, otherwise the beauty product could enter the housing of the device and may cause damage to its components.
- If you hear a buzzing sound when the device is in operation, please check the monitor indicator of the

HIDRODERMABRASION

Indicated for deep cleaning and for treatments to remove black spots, acne, dirt from skin and for oily skins. It is also indicated together with fat reduction treatments and to increase the skin's elasticity and tone.

1. Plug the cable into the "Abrasion" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean the patient's face before treatment.
3. Depending on the area to be treated, insert the corresponding head into the handle.
4. Depending on the product to be used, turn central wheel to choose the bottle. For example, if an oxygenic treatment is to be applied, select letter D.
5. In between treatments with different products, press and hold for 4-5 seconds the head of the handle twice with your finger to clean it.
6. Change the head and adjust the suction intensity depending on the patient's skin and the area to treat.
7. Press the "H2 O2" or "Dermabrasion" button on the screen depending on the treatment to perform. Wait 3 minutes before starting to spray. This function can

Display and buttons



also be selected from the handle's button.

8. After treatment, clean the bottles ABCD and tubes to avoid blockage.

ULTRASOUND

1. Plug the cable into the "Ultrasound" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean the patient's face before treatment and apply some gel on the area to be treated.
3. Select treatment time, adjust intensity from 1 to 10 with the arrows and select the type of wave using the "MODE" buttons: continuous wave (left button) and pulsed wave (right button). It is recommended to use the first one for treatments on normal skins and thicker tissue areas. The second one, however, is ideal for sensitive skins and soft tissues. It is recommended to start with the continuous wave and to gradually increase the intensity.
4. Press the "Ultrasound" button on the screen to start the treatment.
5. Move the handle by gently pressing the skin from bottom to top along the contour lines during 5-8 minutes.

COLD HAMMER

Indicated after skin rejuvenation treatments, to diminish the size of pores, to remove redness, to decrease skin sensation and to improve skin's tone.

1. Plug the cable into the "Cold" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean the patient's face before treatment and apply some gel on the area to be treated.
3. Press the "Cold" button on the screen.
4. Place the hammer on the patient's areas to be treated.

RADIOFREQUENCY

1. Plug the cable into the "RF" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean the patient's face before treatment and apply some gel on the area to be treated.
3. Select treatment time, adjust intensity from 1 to 10 with the arrows and select the type of wave using the "MODE" buttons: continuous wave (left button) and pulsed wave (right button). It is recommended to use the first one for treatments on normal skins and thicker tissues. The second one, however, is ideal for sensitive skins and soft tissues. It is recommended to start with the continuous wave and to gradually increase the intensity.
4. Press the "RF" button on the screen to start the treatment.
5. Move the handle by gently pressing the skin from bottom to top or make small circles on the entire surface of the face.
6. The operation should not last more than 10-15 minutes.

SPRAY


1. Plug the cable into the "Spray" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean the patient's face before treatment.
3. Fill the lotion to spray into the small plastic container which is adapted to the spray pipe .
4. Press the "Spray" button on the screen.
5. Point the pipe towards the area to treat and start spraying the lotion.
6. If at some point the nozzle is blocked up, clean away any accumulated waste using a needle or a small tool.

PEELING ULTRASÓNICO

Eliminates dead skin cells, removes the excess of cuticles and improves skin texture.

MODE A: Scrubber

1. Plug the cable into the "Scrubber" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean and dry well the patient's face before treatment. Apply some exfoliating product on the area to be treated.
3. Select treatment time, adjust intensity from 1 to 10 with the arrows and select the type of wave using the "MODE" buttons: continuous wave (left button) and pulsed wave (right button). It is recommended to use the first one for treatments on normal skins and thicker tissue areas. The second one, however, is ideal for sensitive skins and soft tissues. It is recommended to start with the continuous wave and to gradually increase the intensity.
4. Press and hold down simultaneously the two side buttons of the scrubber probe and tilt it 45° as shown on the image below.
5. Treatment time is around 15-20 minutes.



MODE B: Galvanic

1. Plug the cable into the "Scrubber" side socket. Place it so that "Open" remains on the upper part of the cable.
2. Clean and dry well the patient's face before treatment. Apply the proper lotion for the galvanic function on the area to be treated.
3. Select treatment time, adjust intensity from 1 to 10 with the arrows and select the type of wave using the "MODE" buttons: continuous wave (left button) and pulsed wave (right button). It is recommended to start with the continuous wave and to gradually increase the intensity.
4. Press and hold down simultaneously the two side buttons of the scrubber probe, press it firmly on the skin and glide it smoothly over facial lines, as shown in the picture above.

CAUTIONS

- Within 24 hours of receiving the treatment, it is recommended to use sun protection cream. Consult your beautician about which other cosmetic products can be applied on your skin.
- Patients suffering from anaphylaxis, severe acne, hyper-sensitive skin or blood circulation problems should consult a doctor before using this device.
- If the patient notices some discomfort during the treatment, stop it immediately.

MAINTENANCE

- Do not clean the device when it is turned on.
- Use a clean, dry cloth to clean the device. You can use a slightly damp cloth to clean off stubborn dirt or stains.
- To clean the hydrodermabrasion handle, start with bottle C and select the maximum suction intensity. Press "Start" and keep a finger on the head for 5-10 seconds. Remove the head and repeat the movement 8-10 times. When bottle C is clean and empty, fill bottles A and B with warm water and repeat the same action to prevent tubes and handles blockage. Afterwards, extract the head and clean it with a cloth to remove any kind of dirt. You can also soak the heads in alcohol or disinfectant solution for a minute.
- To clean the spray pipe, fill the pipe container with warm water, press "Start" and spray all the warm water contained inside.
- Use a damp cloth to clean the other probes and handles after each use.

TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	43x45,5x31
	Gross weight (kg)	9,5
	Product size (cm)	26x40x38
	Screen size (inches)	7"
Working characteristics	Ultrasound Freq.	1 MHz
	Bipolar RF Freq.	1 MHz
	Suction power	650 cm/hg
	Water flow power	30 l / h
	Vacuum pressure	80 Kpa
Electrical characteristics	Rated voltage	230 V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	100 W



Hightech. Ref. WKB005

Mode d'emploi

Hightech Combi Hydro

Hydrodermoabrasion

Ultrason

Marteau froid

Radiofréquence

Spray

Peeling ultrasonique

Advertissement

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

Recyclage



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

Déclaration de conformité CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

Bienvenue!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation. L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vallan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Contenu du colis



Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil avec :

- Patients avec des peaux hyper-sensibles ou acné sévère.
- Patients avec diabète, problèmes de haute pression artérielle ou cholestérol élevé.
- Patients avec une infection cutanée contagieuse.
- Patients avec un stimulateur cardiaque, un défibrillateur automatique implantable (DAI) ou n'importe quel autre dispositif électromagnétique implanté.

- Quand l'appareil est en marche, s'il émet un bip il faudrait vérifier le voyant de la bouteille de déchets sur l'écran. Si le voyant clignote, videz les bouteilles et placez-les à nouveau après la vidange.

Remplissez les bouteilles des produits suivants :

- A : Produit nettoyage profond
- B : Produit hydratant
- C : Solution désinfectante
- D : Produit oxygénant (bouteille arrière H2 O2)

Mise en service



- Ouvrez le colis et vérifiez qu'il contient tous les accessoires de l'appareil et qu'ils sont en bon état. Il faut conserver l'emballage pour des possibles réclamations.
- Vérifiez que l'appareil soit en bon état. S'il y a n'importe quel souci, contactez votre distributeur.
- Placez l'appareil dans une chambre propre et bien ventilée avec une température d'entre 5 et 40°. L'humidité relative ne devrait pas dépasser le 80%. Ne placez aucun objet à moins de 5 cm de l'appareil.
- Ne placez des objets sur la machine.
- Placez les bouteilles arrière et avant. Pour extraire les bouteilles arrière, il faut les dévisser. Pour ceux de devant, tapez le bouton supérieur et vous pourrez les sortir.
- Branchez le fil électrique noir sur la prise de courant et allumez l'appareil.
- Nettoyez les bouteilles avant de les remplir des produits de beauté. Pour les vider et nettoyer après le traitement, assurez-vous que l'appareil est éteint car si le produit rentre dans l'appareil il pourrait l'endommager et à ses composants.

HIDRODERMABRASION

Fonction appropriée aux nettoyages en profondeur et aux traitements pour éliminer des points noirs, acné, saleté accumulée dans la peau et pour des peaux grasses. Aussi recommandée ensemble avec des traitements de réduction de graisse et pour augmenter l'élasticité et le tonus de la peau.

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « abrasion ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement.
3. Insérez la tête correspondante sur le manchon selon la zone à traiter.
4. Choisissez la bouteille du produit que vous souhaitez utiliser au moyen de la roue centrale en la plaçant sur la lettre de la bouteille souhaitée. Par exemple, si vous voulez appliquer un traitement oxygénant, placez la roue centrale sur la lettre D.
5. Entre chaque produit, appuyez sur la tête du manchon avec le doigt pendant 4-5 secondes plusieurs fois pour la nettoyer.

Écran et boutons



6. Les têtes devraient se changer selon la zone du patient à traiter, ainsi qu'ajuster l'intensité d'aspiration selon la peau et zone du traitement.

7. Faites clic sur le bouton "H₂ O₂" et/ou "Dermabrasion" de l'écran selon le traitement que vous souhaitez appliquer et attendez 3 minutes avant de commencer la pulvérisation. La fonction choisie peut aussi s'allumer au moyen des boutons latéraux du manchon.

8. Après le traitement, nettoyez les bouteilles ABCD et les tuyaux afin d'éviter qu'ils se bouchent.

ULTRASON

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « ultrasound ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Faites clic sur le bouton « ultrasound » de l'écran pour démarrer le traitement.
5. Bougez le manchon en appuyant légèrement la peau de bas en haut le long des lignes d'expression du visage pendant 5-8 minutes.

MARTEAU FROID

Fonction conseillée après des traitements de rajeunissement de la peau, diminution de la taille des pores, élimination de rougeurs, réduction de la sensibilité et amélioration du tonus de la peau.

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « cold ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel sur la zone à traiter.
3. Faites clic sur le bouton « cold » de l'écran.
4. Mettez le marteau en contact avec la peau du patient sur les zones à traiter.

RADIOFRÉQUENCE

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « RF ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel/produit sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Faites clic sur le bouton « RF » de l'écran pour démarrer le traitement.
5. Bougez le manchon en appuyant légèrement la peau de bas en haut ou faites des petits cercles le long du visage.
6. Le temps de traitement recommandé est de 10 – 15 minutes.

SPRAY


1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « spray ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement.
3. Versez le produit que vous souhaitez pulvériser dans le petit réceptacle en plastique qui s'adapte sous pression au manchon spray.
4. Faites clic sur le bouton « spray » de l'écran.
5. Orientez le manchon vers la zone à traiter et commencez à pulvériser la lotion.
6. Si la tête se bouche pendant le traitement, nettoyez le reste accumulé dans la tête avec l'aide d'une aiguille ou un outil petit.

PEELING ULTRASONIQUE

Fonction conseillée pour des traitements d'élimination de peaux mortes, pour combattre l'excès de cuticules et amélioration de la texture de la peau.

MODE A: Peeling

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « scrubber ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et séchez-le bien. Appliquez la lotion désincrustante sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Maintenez les boutons latéraux de la spatule appuyés de façon simultanée et placez-la inclinée environ 45° comme sur l'image inférieure.
5. Le temps de traitement est approximativement d'entre 15 et 20 minutes.



MODE B: Courant galvanique

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « scrubber ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et séchez-la bien. Appliquez la lotion appropriée pour la fonction galvanique sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Maintenez les boutons latéraux de la spatule appuyés de façon simultanée, appuyez-la fermement contre la peau et faites-la glisser le long des lignes d'expression selon l'image supérieure.

PRÉCAUTIONS

- Pendant les 24 heures postérieures au traitement il faudrait utiliser crème solaire et voir avec votre esthéticienne quels produits cosmétiques vous pouvez appliquer sur la peau.
- Si le patient souffre anaphylaxie ou acné sévère, il a des problèmes de circulation ou la peau hypersensible, il faudrait consulter le médecin spécialiste avant d'utiliser ce traitement.
- Si le patient perçoit des gênes sur la peau pendant le traitement, arrêtez le traitement.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint quand vous le nettoyez.
- Utilisez un chiffon sec et propre pour nettoyer la machine. Vous pouvez l'humidifier légèrement sur les taches ou sur des zones de saleté extrême.
- Pour le nettoyage du manchon de hydrodermabrasion, sélectionnez la bouteille C et réglez l'intensité d'aspiration au maximum. Faites clic sur « start » et tenez le doigt placé sur la tête pendant 5-10 secondes. Sortez la tête et répétez le mouvement 8-10 fois. Une fois la bouteille C soit propre et vide, remplissez les bouteilles A et B d'eau tiède et répétez la même action avec ces deux bouteilles, ça évitera que les tuyaux et manchons se bouchent. Une fois terminé, sortez la tête et nettoyez-la avec les autres avec un chiffon afin d'éliminer le reste de saleté. Vous pouvez aussi les faire tremper avec de l'alcool ou un produit désinfectant pendant un minute.
- Pour nettoyer le manchon spray, remplissez le réceptacle du manchon avec de l'eau tiède, faites clic sur « start » et pulvérisez l'eau tiède.
- Pour le reste de manchons, nettoyez-les avec un chiffon humide en eau tiède après chaque utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	43x45,5x31
	Poids brut (kg)	9,5
	Dimensions produit (cm)	26x40x38
	Dimensions de l'écran (pouces)	7"
Caractéristiques de travail	Fréq. Ultrason	1 MHz
	Fréq. Bipolar RF	1 MHz
	Puissance d'aspiration	650 cm/hg
	Puissance débit d'eau	30 l / h
	Pression	80 Kpa
Caractéristiques électriques	Tension nominale	230 V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	100 W



Hightech. Ref WKB005

Bedienungsanleitung

Hightech Combi Hydro

Hydrodermabrasion

Ultraschall

Kalter Hammer

Radiofrequenz

Spray

Ultraschall Peeling

Warnung

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

Recycling



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

EC Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

Willkommen!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.



weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Inhalt der Verpackung



Gegenanzeige

Verwenden Sie nicht das Gerät in diesen Fällen:

- Patienten mit sehr empfindlicher Haut oder strenger Akne.
- Patienten mit Diabetes, Blutdruck oder hohes Cholesterin Niveau.
- Patienten mit ansteckender Hautinfektion.
- Patienten mit Herzfrequenzgerät (Herzschrittmacher), implantierten automatischen Defibrillatoren (AID) oder anderen implantierten elektromagnetischen Geräte.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie, dass alle Teile des Gerätes beinhaltet und in einwandfreiem Zustand sind. Es ist notwendig, für mögliche Reklamationen die Verpackung zu behalten.
- Prüfen Sie, dass das Gerät funktionsfähig ist. Sollte ein Problem da sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Stellen Sie das Gerät in einem sauberen und belüfteten Raum mit einer Temperatur zwischen 5 und 40°. Die relative Luftfeuchtigkeit kann nicht höher als 80% sein. Stellen Sie kein Gegenstand näher als 5cm vom Gerät.
- Keine Gegenstände auf dem Gerät legen.
- Die Flaschen vorne und hinten montieren. Wenn Sie die Flaschen hinten rausnehmen möchten, sollen diese abgeschraubt werden. Bei den Flaschen vorne, sollen Sie erstmal auf dem oberen Knopf drücken und danach ziehen, um diese rausnehmen zu können.
- Das schwarze Kabel in die Steckdose einstecken und das Gerät einschalten.
- Die Flaschen sauber machen bevor diese mit den Kosmetikprodukten ausgefüllt werden. Wenn Sie diese nach der Verwendung leeren möchten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht in Betrieb ist, da das Produkt in das Gerät reinkommen könnte und dieses beschädigt werden könnte.

- Wenn das Gerät im Betrieb ist und ein Summen zu hören ist, prüfen Sie das Kennzeichen der Abfallflasche auf dem Bildschirm. Sollte die Lichtanzeige blinken, leeren Sie die Flaschen und legen Sie diese einmal leer wieder rein.



Füllen Sie die Flaschen mit folgenden Produkten aus:

- A: Flüssigkeit tiefe Reinigung
- B: Feuchtigkeitsflüssigkeit
- C: Desinfektionslotion
- D: Sauerstoffflüssigkeit (hintere Flasche H2 O2)

HYDRODERMABRASION

Geeignet für tiefe Reinigungen und Behandlungen von Akne, Beseitigung von Mitessern, unreiner und fettiger Haut. Auch um Fett zu beseitigen und die Elastizität und Hautton zu verbessern.

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Abrasion" stecken. Das Wort "Open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen.
3. Das entsprechende Aufsatz auf dem Handstück einsetzen, je nach Behandlungsbereich.
4. Wählen Sie die gewünschte Flasche je nach benötigtem Mitteln aus, indem Sie das mittlere Rad auf dem Buchstaben der gewünschten Flasche stellen. Zum Beispiel, bei einer Sauerstoff - Gesichtsbehandlung, stellen Sie das mittlere Rad auf dem Buchstabe D.
5. Zwischen den Behandlungen mit den verschiedenen Produkten, drücken Sie das Handstück mit dem Fingern 4-5 Sekunden lang ein paar Mal, um es zu reinigen.
6. Wechseln Sie das Kopfstück und passen Sie die Absaug - Funktion je nach Hauttyp des Patienten oder zu behandelnden Bereich an.



7. Auf der Taste "H2 O2" und/oder "Dermabrasion" am Bildschirm drücken, je nach Behandlung und warten Sie ca. 3 Minuten bevor angefangen wird zu pulverisieren. Die ausgewählte Funktion kann auch mit dem Knopf am Handstück eingeschaltet werden.

8. Nach der Behandlung die Flaschen ABCD und die Schläuche reinigen, um die Verstopfung zu vermeiden.

ULTRASCHALL

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "ultrasound" stecken. Das Wort "open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung das Gesicht des Patienten reinigen und Gel auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindliche Bereiche und feinerer Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. "Ultrasound" auf dem Bildschirm klicken, um mit der Behandlung anzufangen.
5. Das Handstück bewegen indem Sie leicht auf der Haut drücken von unten nach oben um die Umrisslinien herum während 5-8 Min.

KALTER HAMMER

Geeignet für Hautverjüngungsbearbeitungen, für Verkleinerung der Porengröße, Rötten Beseitigung, Minderung der Sensibilität und Verbesserung des Hauttones.

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Cold" stecken. Das Wort "cold" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung das Gesicht des Patienten reinigen und Gel auftragen.
3. "Cold" auf dem Bildschirm klicken.
4. Der Hammer in Kontakt mit der Haut des Patienten auf den Bereichen stellen, die zu behandeln sind.

RADIOFREQUENZ

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "RF" stecken. Das Wort "RF" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und Kosmetikprodukt auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindlichere Bereiche und feinerer Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. "RF" auf dem Bildschirm klicken, um mit der Behandlung anzufangen.
5. Das Handstück bewegen indem Sie leicht auf der Haut drücken von unten nach oben oder in kleinen Kreisen im Gesicht entlang.
6. Behandlungen von 10-15 Minuten werden empfohlen.

SPRAY


1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker "Spray" stecken. Das Wort „Open,, soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen
3. Der kleine Plastikbehälter vom Handstück mit der gewünschten Lotion zum pulverisieren ausfüllen und am Handstück mit Druck anbringen.
4. "Spray" auf dem Bildschirm klicken.
5. Das Handstück zum behandelnden Bereich richten und fangen Sie an zu pulverisieren.
6. Falls die Düse verstopft ist, reinigen Sie die Reste mit einer Nadel oder mit einem kleinen Werkzeug.

ULTRASCHALL PEELING:

Entfernt abgestorbene Haut, kämpft gegen übermäßige Oberhaut und verbessert die Beschaffenheit der Haut.

MODE A: Peeling

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker " Scrubber " stecken. Das Wort "open" soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und richtig aufrocknen. Die geeignete Lotion auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen, die Erste für normale Haut und dickeres Gewebe zu verwenden. Die Zweite ist ideal für empfindliche Bereiche und feinerer Gewebe. Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. Die seitlichen Tasten des Handstückes gleichzeitig drücken und diese ca. 45° schräg stellen, wie unten abgebildet.
5. Die Behandlung dauert ca. 15-20 Minuten.



MODE B: Lymphmassage

1. Das Kabel auf dem seitlichen Stecker " Scrubber " stecken. Das Wort „open,, soll oben bleiben.
2. Vor der Behandlung, das Gesicht des Patienten reinigen und richtig aufrocknen. Die geeignete Lotion für die galvanische Funktion auf dem Behandlungsbereich auftragen.
3. Die Zeit der Behandlung auswählen, die Intensität vom 1 bis 10 mit den Pfeilen und der Wellen-Typ mit den Tasten "MODE" auswählen: kontinuierliche Welle (linke Taste) und pulsierte Welle (rechte Taste). Es wird empfohlen mit der kontinuierlichen Welle anzufangen und die Intensität allmählich erhöhen.
4. Die seitlichen Tasten des Handstückes gleichzeitig drücken und dieser fest auf der Haut den Gesichtslinien entlang zu drücken, wie unten abgebildet.

VORSICHTSMAßNAHME

- Während den ersten 24 Stunden nach der Behandlung wird es empfohlen Sonnencreme aufzutragen. Fragen Sie Ihre Kosmetikerin welche kosmetischen Produkte auf der Haut aufgetragen werden dürfen.
- Sollte der Patient unter Anaphylaxie, strenger Akne leiden oder überempfindliche Haut oder Blutkreislauf Schwierigkeiten haben, wird es empfohlen Ihren Facharzt zu fragen bevor das Gerät verwendet wird.
- Sollte der Patient während der Behandlung Beschwerde spüren, stoppen Sie diese sofort.

WARTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während der Reinigung aus ist.
- Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Im Falle von Flecken oder extreme Schmutzigkeit kann ein feuchtes Tuch verwendet werden.
- Um das Handstück der Hydrodermabrasion zu reinigen, fangen Sie mit der Flasche C an und stellen Sie die Absaug- Funktion möglichst hoch ein. Auf „Start“ Klicken und behalten Sie den Finger auf dem Handstück 5-10 Sekunden lang. Aufsatz abnehmen und wiederholen Sie dasselbe 8-10 Male. Wenn die Flasche C schon leer und sauber ist, füllen Sie die Flaschen A und B mit lauwarmem Wasser aus und wiederholen Sie dasselbe mit diesen zwei Flaschen. Damit wird vermieden, dass die Schläuche und Handstücke verstopft werden. Wenn fertig, nehmen Sie den Aufsatz ab und reinigen Sie ihn mit den anderen anhand eines Tuches, um alle Spuren vom Schmutz zu entfernen. Sie können auch diese in Alkohol oder desinfiziertes Mittel 1 Minute lang tauchen.
- Um das Handstück Spray zu reinigen, füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser aus, klicken Sie auf „Start“ und pulverisieren Sie das ganze lauwarme Wasser.
- Die anderen Handstücken sollen mit einem feuchten Tuch mit lauwarmen Wasser nach jeder Behandlung reinigen.

TECHNISCHE ANGABEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	43x45,5x31
	Bruttogewicht (kg)	9,5
	Produktabmessungen (cm)	26x40x38
	Abmessungen des Bildschirmes	7"
Technische Daten	Ultraschall Frequenz	1 MHz
	Bipolare Freq. Radiofrequenz	2 MHz
	Saugkraft	650 cm/hg
	Wasserfluss Kraft	30 l / h
	Druck	80 Kpa
Elektrische Daten	Nennspannung	230 V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Leistung	100 W



Hightech Ref. WKB005

Manuale d'istruzioni

Hightech Combi Hydro

Idrodermoabrasione

Ultrasoni

Martello Freddo

Radiofrequenza

Spray

Peeling Ultrasuono

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Benvenuti!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.



weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Contenuto dell'imballaggio



Controindicazioni:

Non utilizzare l'apparecchio con:

- Pazienti con pelle ipersensibile o con acne severa.
- Pazienti con diabete, ipertensione o colesterolo alto.
- Pazienti con un'infezione cutanea contagiosa.
- Pazienti con dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca (pacemaker), defibrillatore automatico impiantabile (ICD) o qualsiasi altro dispositivo elettromagnetico impiantato.

Come avviarlo:

- Aprire l'imballaggio e verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano presenti e siano in buone condizioni. È necessario conservare l'imballaggio per qualsiasi eventuale reclamo.
- Verificare che l'apparecchiatura sia in buone condizioni. Se ci dovesse essere qualche problema, contattare il proprio distributore.
- Collocare l'apparecchiatura in uno spazio pulito e ventilato con una temperatura compresa tra 5 e 40°. L'umidità relativa non può essere superiore all'80%. Non collocare nessun oggetto a meno di 5cm di distanza dall'apparecchio.
- Non collocare articoli sopra l'apparecchio.
- Collocare le bottiglie anteriori e posteriori. Nel caso in cui si desideri separare le bottiglie posteriori, sarà necessario svitarle. Per quanto riguarda quelle anteriori, bisognerà premere il pulsante superiore per poterle estrarre.
- Inserire il cavo nero nella presa di corrente ed accendere l'apparecchiatura.
- Pulire le bottiglie prima di riempirle con i prodotti di bellezza. Quando sarà necessario svuotarle per effettuare la pulizia dopo un trattamento, assicurarsi che l'apparecchiatura non sia accesa o in funzionamento, perché il prodotto potrebbe entrare

nell'apparecchiatura stessa e danneggiarne i componenti.

- Se l'apparecchiatura emette un segnale acustico quando è in azione, controllare l'indicatore sul monitor della bottiglia di scarico. Se la spia lampeggia, svuotare le bottiglie e reinserirle nuovamente dopo averle svuotate.

Riempire le bottiglie con i seguenti prodotti:

A: Liquido per la pulizia profonda

B: Liquido Idratante



C: Lozione disinfettante

D: Liquido ossigenante (bottiglia posteriore H2 O2)

IDRODERMOABRASIONE

Indicato per pulizie e trattamenti profondi per eliminare i punti neri, l'acne, lo sporco accumulato sulla pelle e la pelle grassa. Ideale anche dopo trattamenti di riduzione del grasso e per aumentare l'elasticità ed il tono della pelle.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "abrasion". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento.
3. Inserire la testina nel manipolo corrispondente, in base all'area che si desidera trattare.
4. Scegliere la bottiglia, in base al prodotto che si desidera utilizzare, posizionando la rotella centrale sulla lettera della bottiglia desiderata. Ad esempio, se si desidera applicare un trattamento ossigenante, posizionare la rotella centrale sulla lettera D.
5. Tra un trattamento e l'altro con i diversi prodotti, tenere la testina del manipolo premuta con il dito per 4-5 secondi, un paio di volte, per pulirla.



ULTRASUONI

6. Sostituire la testina e regolare l'intensità dell'aspirazione in base alla pelle del paziente e all'area che desidera trattare.

7. Premere il pulsante "H2 O2" e/o "Dermabrasion" sullo schermo a seconda del tipo di trattamento che si desidera eseguire, ed attendere 3 minuti prima di iniziare a spruzzare. La funzione scelta può anche essere attivata dal pulsante del manipolo.

8. Dopo il trattamento, pulire le bottiglie ABCD ed i tubi per evitare intasamenti.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "ultrasound". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.

2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare il prodotto nella zona da trattare.

3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.

4. Premere il pulsante "ultrasound" sullo schermo per iniziare il trattamento.

5. Muovere il manipolo facendo pressione leggermente sulla pelle dal basso verso l'alto lungo le linee di contorno per 5-8 min.

MARTELLINO FREDDO

Indicato dopo trattamenti di ringiovanimento della pelle, restringimento dei pori, eliminazione degli arrossamenti, riduzione della sensibilità e miglioramento del tono della pelle.

1. Inserire il cavo nella presa laterale "cold". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare gel nella zona da trattare.
3. Premere il pulsante "cold" sullo schermo.
4. Mettere il martello a contatto con la pelle del paziente nelle aree che si desidera trattare.

RADIOFREQUENZA

1. Inserire il cavo nella presa laterale "RF". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed applicare il prodotto nella zona da trattare.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Premere il pulsante "RF" sullo schermo per iniziare il trattamento.
5. Muovere il manipolo facendo pressione leggermente sulla pelle dal basso verso l'alto o realizzando piccoli cerchi lungo viso.
6. Si consiglia realizzare un trattamento di 10 – 15 minuti.

SPRAY


1. Inserire il cavo nella presa laterale "spray". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento.
3. Inserire la lozione che si desidera spruzzare nel piccolo contenitore di plastica, che si adatta sotto pressione nel manipolo spray.
4. Premere il pulsante "spray" sullo schermo.
5. Dirigere il manipolo verso l'area da trattare ed iniziare a spruzzare la lozione.
6. Se in qualsiasi momento il beccuccio si ostruisce, pulire eventuali detriti che si sono accumulati con l'aiuto di un ago o un piccolo strumento.

PEELING AD ULTRASUONI

Elimina la pelle morta, combatte le cuticole in eccesso e migliora la consistenza della pelle.

MODALITÀ A: Peeling

1. Inserire il cavo nella presa laterale "scrubber". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed asciugarlo bene. Applicare la lozione disincrostante nell'area destinata al trattamento.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di utilizzare il primo per trattamenti su pelli normali e tessuti più spessi, mentre il secondo è ideale per le aree più sensibili e sui tessuti più fini. Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti laterali della spatola e posizionarla inclinata di circa 45°, così come mostrato nell'immagine seguente.
5. La durata del trattamento è di circa 15-20 minuti.



MODALITÀ B: Galvanico

1. Inserire il cavo nella presa laterale "scrubber". Posizionarlo in modo che la voce "open" si trovi sulla parte superiore del cavo.
2. Pulire il viso del paziente prima del trattamento ed asciugarlo bene. Applicare la lozione appropriata per la funzione galvanica sull'area che si desidera trattare.
3. Impostare la durata del trattamento, regolare l'intensità da 1 a 10 tramite le frecce e scegliere il tipo di onda mediante il pulsante "MODE", tra: onda continua (pulsante sinistro) e onda pulsata (pulsante destro). Si consiglia di iniziare con l'onda continua ed aumentare gradualmente l'intensità.
4. Tenere premuti i pulsanti laterali sulla spatola, premere saldamente la spatola contro la pelle e farla scorrere lungo le linee del viso, così come mostrato nell'immagine sopra.

PRECAUZIONI

- Within 24 hours of receiving the treatment, it is recommended to use sun protection cream. Consult your beautician about which other cosmetic products can be applied on your skin.
- Se il paziente soffre di anafilassi, acne severa, pelle ipersensibile o problemi di circolazione, si consiglia di consultare un medico specialista prima di utilizzare l'apparecchiatura.
- Se il paziente avverte fastidio alla pelle durante il trattamento, interrompere il trattamento.

MANUTENZIONE

- Durante la pulizia dell'apparecchiatura, assicurarsi che sia spenta.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire l'apparecchiatura. È possibile utilizzare un panno leggermente umido per macchie o aree di sporco più estremo.
- Per pulire il manipolo di idrodermabrasione, iniziare selezionando la bottiglia C ed impostare l'intensità di aspirazione al massimo. Fare clic su "Avvia" e tenere il dito sulla testina per 5-10 secondi. Rimuovere la testina e ripetere il movimento 8-10 volte. Quando la bottiglia C è già pulita e vuota, riempire le bottiglie A e B con acqua tiepida e ripetere la stessa azione con queste due bottiglie, evitando così l'intasamento dei tubi e delle maniglie. Una volta terminato, rimuovere la testina e pulirla insieme alle altre con uno straccio per rimuovere i residui di sporco. È anche possibile immergerli in alcool o disinfettante per un minuto.
- Per pulire il manipolo spray, riempire il contenitore del manipolo con acqua tiepida, fare clic su "Avvia" e spruzzare tutta l'acqua tiepida.
- Tutti gli altri manipoli devono essere puliti con un panno umido con acqua calda dopo ogni utilizzo.

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo (cm)	43x45,5x31
	Peso lordo (kg)	9,5
	Dimensioni prodotto (cm)	26x40x38
	Schermo (pollici)	7"
Caratteristiche di lavoro	Freq. Ultrasuoni	1 MHz
	Freq. RF Bipolare	1 MHz
	Potenza di aspirazione	650 cm/hg
	Potenza del flusso d'acqua	30 l/h
	Pressione	80 Kpa
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	230 V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	100 W