







	<b>MAGNUM L</b>	<b>MAGNUM XL</b>	<b>MAGNUM 2500</b>	<b>MAGNUM XL PRO</b>	<b>MAGNUM 3000 PRO</b>	<b>MAGNUM 3500 PRO</b>
						
	<b>Básico</b>	<b>Básico PLUS</b>	<b>Semi-Profesional</b>	<b>Semi-Profesional PLUS</b>	<b>Profesional</b>	<b>Profesional PLUS</b>
<b>USO</b>	• Domiciliario	• Domiciliario	• Domiciliario • Clínica	• Domiciliario • Clínica	• Clínica • Semi-Domiciliario	• Clínica
	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab.
<b>Total Programas</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>8</b> Fisioterapia / Rehab.	<b>16</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>10</b> Bienestar/ Estética	<b>36</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>16</b> Diferentes frecuencias	<b>32</b> Fisioterapia / Rehab. <b>14</b> Bienestar /Estética:	<b>67</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>3</b> Nocturnos Total Body	<b>67</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>3</b> Nocturnos Total Body
<b>FRACTURAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequeñas Fracturas</li> <li>• Grandes Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>
<b>ARTROSIS/ ARTRITIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Artritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoporosis Mano</li> <li>• Osteoporosis Cervical</li> <li>• Osteoporosis Hombro</li> <li>• Osteoporosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoartritis Rodilla</li> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoartritis Mano</li> <li>• Osteoartritis Cadera</li> <li>• Osteoartritis Hombro</li> <li>• Osteoartritis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>

# TABLA COMPARATIVA EQUIPOS MAGNUM

	<b>MAGNUM L</b>	<b>MAGNUM XL</b>	<b>MAGNUM 2500</b>	<b>MAGNUM XL PRO</b>	<b>MAGNUM 3000 PRO</b>	<b>MAGNUM 3500 PRO</b>
<b>INFLAMACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epicondilitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito Rotador</li> <li>• Túnel Carpiano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito Rotador</li> <li>• Tunel Carpiano</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Tendinitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>
<b>DOLOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>
<b>ORTOPEDIA</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>
<b>TRAUMAS/ EDEMAS/ HERIDAS</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>
<b>BIENESTA/ ESTÉTICA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje</li> <li>• Celulitis</li> <li>• Estados Edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamiento reactivante</li> <li>• Regenerador Tisular</li> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> <li>• Arrugas Faciales</li> <li>• Estrías</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje Abdomen</li> <li>• Drenaje Miembros Superiores</li> <li>• Celulitis Abdomen</li> <li>• Celulitis Miembros Superiores</li> <li>• Celulitis Glúteos / Caderas</li> <li>• Estados Edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamientos Reactivantes</li> <li>• Tratamiento Tonificación tejidos</li> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> <li>• Arrugas faciales</li> <li>• Estrías</li> </ul>		
<b>PROGRAMAS Nocturnos</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3</b> (15/50/75Hz)	
<b>PROGRAMAS Abiertos</b>	<b>x</b>	<b>10</b> libras	<b>5</b> Libres <b>1</b> Multifrecuencia <b>15</b> Con Frecuencias preestablecidas de 10 a 200Hz	<b>10</b> Libres	<b>10</b> Libres <b>1</b> Multifrecuencia <b>25</b> Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	<b>19</b> Libres <b>1</b> Multifrecuencia <b>25</b> Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz
<b>SALIDAS Cada salida conecta 1 SOLENOIDE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b> Con Función 1+1	<b>2</b>	<b>2</b> Con Función 1+1	<b>4</b> Con función 2+2

# TABLA COMPARATIVA EQUIPOS MAGNUM

	<b>MAGNUM L</b>	<b>MAGNUM XL</b>	<b>MAGNUM 2500</b>	<b>MAGNUM XL PRO</b>	<b>MAGNUM 3000 PRO</b>	<b>MAGNUM 3500 PRO</b>
<b>SOLENOIDES INCLUIDOS</b>	1 Solenoide Flexible 35x10cm		2 Solenoides Flexibles 35x10cm			2 Solenoides Flexibles 35x10cm 2 Solenoides Soft Single 1 Solenoide Soft 4
<b>SOLENOIDES COMPATIBLES (Recomendados)</b>						
Solenoide Flexible 35x10cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solenoide Flexible 40x15cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solenoide Soft Single 12x12.5cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solenoide Rígido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solenoide Soft 4 25x25cm	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Colchoneta MAT 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colchoneta TOTAL BODY 200	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Colchoneta TOTAL BODY 400	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Colchoneta TOTAL BODY 400 XP	✗	✗	✗	✗	✗	✓
<b>INTENSIDAD</b>	60 Gauss 160 Gauss Pico	70 Gauss por Canal 280 Gauss Pico Total	80 Gauss por Canal 320 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 800 Gauss Pico Total
<b>FRECUENCIA</b>	5 – 200Hz					
<b>MANUAL</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Instrucciones <b>en Español</b> de Uso y Ubicación de Solenoides					