

THERAP

Infrared lamp with a 275W bulb for thermotherapy treatments. It is equipped with an articulated arm and a clamp to fix it on tables or beauty trolleys.

Lámpara de infrarrojos con bombilla de 275W para tratamientos de termoterapia. Equipada con brazo articulado y mordaza para fijación en mesas o carritos de belleza.

Lampe à infrarouges avec ampoule de 275W pour des soins de thermothérapie. Equipée d'un bras articulé et d'un étau pour fixation sur tables roulantes ou chariots de beauté.

Infrarotlampe mit 275W Glühbirne für Thermotherapie Behandlungen. Mit einem Gelenkarm und einer Klemme für die Befestigung an Tischen oder Kosmetikwagen ausgestattet.

Lampada a infrarossi con lampadina da 275 W, per trattamenti di termoterapia. È dotata di un braccio articolato e un morsetto per fissarla su un tavolo e su un carrello d'estetica.

Infrared Lamp Ref. 1003T

Input voltage: 220Vac-240Vac

Input frequency: 50Hz/60Hz

Working Power: 275 W

Wavelength: 780nm to 860nm

Color temperature: 2300 K

Lifetime: 5000 hours

AC Power cord size: 150 cm

PACKING SIZE

77x30x25 cm

N.W. kg

2,3

G.W. kg

3,5



THERAP

