

THERAP

Infrared lamp with a 275W bulb for thermotherapy treatments. Its articulated arm eases the movement and fixes the lamp with total comfort. It comes with a high stability 5-wheel base.

Lámpara emisora de infrarrojos con bombilla de 275W para tratamientos de termoterapia. Su brazo articulado facilita el movimiento y la fijación de la lámpara con total comodidad. Equipada con base de 5 ruedas de máxima estabilidad.

Lampe émettrice d'infrarouges avec ampoule de 275W pour des soins de thermothérapie. Elle possède un bras articulé pour faciliter son orientation et fixation. Base sur 5 roulettes très stable.

Infrarotlampe mit 275W Infrarotbirne für Thermotherapie Behandlungen. Der schwenkbare Arm vereinfacht die Bewegung und Befestigung der Lampe. Ausgestattet mit einer sehr stabilen 5 Räder-Basis.

Lampada a infrarossi con lampadina da 275 W, per trattamenti di termoterapia. È fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote dalla massima stabilità.

Infrared Lamp Ref. 1003

Input voltage: 220Vac-240Vac
Input frequency: 50Hz/60Hz
Working Power: 275 W
Wavelength: 780nm to 860nm
Color temperature: 2300 K
Lifetime: 5000 hours
AC Power cord size: 150 cm

PACKING SIZE

77x30x25 cm

N.W. kg

7,8

G.W. kg

9



THERAP

