

ERGO

Innovative pedicure and podiatry stool with an anatomical U-shaped revolving backrest up to 360° to support both back and elbows.

Taburete de diseño innovador para pedicura y podología. Respaldo anatómico y rotativo hasta 360° para soporte lumbar y codos.

Tabouret de design innovateur spécialement conçu pour la pédicure et la podologie. Dossier anatomique et tournant jusqu'à 360° pour reposer le dos et les coudes.

Hocker mit einem sehr innovativen Design für Fußpflege und Podologie. Anatomische und 360° rotierbare Rückenlehne, mit Lende- und Ellbogenstützen.

Sgabello da pedicura e podologia dal design innovativo. Lo schienale gira a 360° e funziona come appoggio lombare ed anche come appoggiagomiti.

Podiatry Stool

Ref. 1028

Upholstery size: Ø37x7,5 cm

Weight: 8,5 Kg

Upholstery: PU

1 Rotation 360°

2 Up and Down 44/54 cm

COLOURS



PACKING SIZE cm

55x28x55

N.W. kg

8,5

G.W. kg

11

