

## ILIM

**2-section fixed table of a chrome frame. Backrest manually adjustable. Removable headrest cushion with breather hole. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.**

Camilla fija de 2 cuerpos con estructura cromada. La inclinación del respaldo se regula manualmente. Cojín reposacabezas extraíble con agujero facial. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Table fixe à 2 plans avec structure chromée. Dossier réglable manuellement. Coussin repose-tête amovible avec trou visage. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

*Stationäre zweiteilige Liege mit einem verchromten Rahmen. Neigung der Rückenlehne manuell einstellbar. Ausziehbares Kopfkissen mit Gesichtsausschnitt. Hochwertige weiße PU- Polsterung, leicht abwaschbar.*

*Letino a 1 snodo dalla struttura cromata. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile con foro facciale. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia.*

**Massage Bed**  
**Ref. 2203.A26**  
Product size: 183x61x75 cm  
Weight: 28 Kg  
Upholstery: PU

**1** Breather hole  
**2** Angle 0° ~ 45°  
**3** Height 75 cm

**OPTIONS**

Bed cover  
Paper roll holder

**PACKING SIZE cm**

188x17x66

N.W. kg

28

G.W. kg

31

**MAX WEIGHT**

150 kg



1

2

3

# ILIM

