

ACRUM

High-performance table specially conceived for physiotherapy. Equipped with 3 motors that control height, backrest and central section inclination. Double armrest system: the fixed ones are adjustable and the lateral ones are removable. Backrest with breather hole. Extra postural cushion provided. Metallic frame with retractable wheels to facilitate its mobility. White PU upholstery of high quality that eases cleaning. Paper roll holder included.

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia. Consta de 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y del módulo central. Sistema doble de reposabrazos: los fijos son regulables y los laterales extraíbles. Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional. Estructura metálica con ruedas escamoteables que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

Table à hautes performances spécialement conçue pour la kinésithérapie. Équipée de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et de la section centrale. Système de double repose-bras: les fixes sont réglables et les latéraux sont amovibles. Dossier avec trou visage et coussin postural supplémentaire. Structure métallique et roulettes escamotables pour faciliter sa mobilité. Revêtement en PU blanc facile à nettoyer. Porte-rouleau inclus.

Hochwertige Liege mit sehr hoher Leistung, besonders für Physiotherapie geeignet. Mit 3 Motoren, um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und den mittleren Teil zu regulieren. Doppeltes Armstützesystem: die Stütze neben dem Kopfteil sind regulierbar und die seitlichen Armlehnen sind ausziehbar. Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt und extra Haltungskissen dazu. Sehr robustes metallisches Gestell mit einziehbaren Rädern, was die Verschiebung vereinfacht. Hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar. Mit Papierrollenhalter.

Lettingo dalle alte prestazioni, specialmente indicato per la fisioterapia. È dotato di 3 motori per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il segmento centrale. Foro facciale e cuscino posturale addizionale. Doppio sistema di appoggiabraccia: i fissi sono regolabili e quelli laterali sono estraibili. Struttura metallica con ruote retrattili per un facile spostamento. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia. Portarotolo compreso.

Electric Massage Bed Ref. 2234A.3.A26

Size without armrest: 200x73x55/95 cm

Size with armrest: 200x92x55/95 cm

Weight: 85 Kg

Upholstery: PU

Motors: 3

- 1 Breather hole
- 2 Adjustable armrest ±15 cm
- 3 Angle -20° ~ +80°
- 4 Adjustable armrest
- 5 Angle
- 6 Up and Down 55/95 cm
- 7 Paper Roll holder
- 8 Lock/unlock wheels
- 9 Hand controller Ref. HC003

OPTIONS

- Bed cover
- 10 Foot controller Ref. FC003

PACKING SIZE cm

204x75x60

N.W. kg

85

G.W. kg

100


MAX WEIGHT

180 kg

9



10



1

3

2

5

4

6

7

8



ACRUM

