



Ficha Técnica Technical Data Sheet

TABURETE MÉDICO / MEDICAL STOOL

Descripción / Description

Taburete médico hidráulico / Hydraulic medical stool.

Uso previsto / Intended use

Múltiples usos / Multiple uses.

Composición / Composition

Plástico PVC, espuma de densidad 20Kg/m3 y base y barras metálicas
/ PVC Plastic, 20Kg/m3 density foam and metallic base and rod.

Características / Features

Asiento Redondo giratorio 360° con una superficie de asiento de 33cm de diámetro / Round 360° pivoting seat with a 33 cm diameter seat surface.

Espuma firme de 5 cm de espesor / 5 cm thick cushioning foam.

Ruedas giratorias que ruedan sobre todo tipos de superficies sin causar daño / Castor wheels roll smoothly on all surface types without causing damage.

Elevador hidráulico para altura ajustable (46-60 cm aproximadamente) con palanca / Hydraulic lift for adjustable height (46-60 cm approx.) with lever

Dispone de 5 ruedas de rotación libre 360° / It has 5 whhels of 360° free rotation..

Peso / Weight. 3,5 Kg.

Gestión de calidad / Quality management

Marcado CE en cada envase / CE marking on each packaging level.

Información comercial Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades / Units	EAN
40405	33 cm x 33 cm	1	8430655404052

Precauciones / Warnings

En su envase original, evitando golpes y caídas/ In its original packaging, avoiding blows and falls.

Simbología aplicable / Applicable symbols

