




Ficha Técnica
Technical Data Sheet

PARAFINA NEUTRA / NEUTRAL PARAFFIN


Característica(s) principal(es)/
Main feature(s)
Parafina refinada hidrogenada con bajo contenido en aceite /
Refined hydrogenated paraffin with low oil content
Componente(s)/
Component(s)
Parafina / Paraffin
Descripción del producto/
Product description

Disponible en formato sólido en bloques / Available in solid format on blocks.
Punto de solidificación / Solidification point: 48 - 50°C .
Penetración aguja a 25°C / Needle penetration at 25°C: 18 1/10 mm máx.
Aceite, % peso (m/m) / Oil, weight %(m/m): 1% máx.
Color Saybolt / Saybolt color: mín. +25
Punto de inflamación / Inflammation point: 220 - 250°C.
Olor / Odour: 1 máx
Viscosidad a 100°C/ Viscosity at 100 °C: 3,5 - 4,8 cSt.

Uso previsto/
Expected use
Adecuado para usos terapéuticos y cosméticos /
Suitable for therapeutic and cosmetic uses.
Información comercial/
Commercial information

Ref./REF.	Peso / Weight (kg)	Medidas (mm)/ Measures (mm) ±10%tolerancia	Envase individual/ Individual packaging	Contenido cajas/ Box content	EAN
80101-10	1,25 ± 5%		Sí / Yes	10	8430655801073
80101-08	2,5 ± 5%			4	8430655801080
80101-09	5 ± 5%			2	8430655801097

Precauciones de transporte y
almacenamiento/
Transport and storage warnings
Almacenar en un sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de
calor /
Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.
Gestión de la calidad/
Quality management

Council Directive 93/42/CEE concerning medical devices
Marcado CE en cada envase. CE marking on each packaging level.
Clasificación según Anexo IX del RD 1591/2009: Clase I./
CE clasification according to RD 1591/2009: Class I.

Vida útil/
Shelf life

Simbología aplicable/
Applicable symbols

Fecha última actualización/
Date of last updating
Febrero 2.018/ February 2.018