

## B-EQUIPMENT

**Skin scrubber instrument for facial exfoliation. A spatula and a safety bracelet are provided.**

Equipo de exfoliación facial mediante espátula de ultrasonidos con pulsera de seguridad.

Appareil d'exfoliation par ultrasons avec spatule et bracelet de sécurité.

*Ultraschall Peelinggerät für Gesicht. Mit Spatel und Sicherheitsarmband ausgestattet.*

*Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di spatola a ultra- suoni ed un bracciale di sicurezza.*

### Skin Scrubber

**Ref. F311A**

**Weight: 2Kg**

**Size: 20,5x22x7 cm**

**Input voltage:** 220 ~240V

**Input frequency:** 50Hz/60Hz

**Power:** 20W

**Working Power:** 6W

**Working Frequency:** 25 - 27 KHz

### PACKING SIZE cm

**37x27,5x14**

**N.W kg**

**2**

**G.W Kg**

**2,4**

