

## B-EQUIPMENT

**Ultrasound instrument with a facial and an orbicular probe. Different waves can be chosen depending on the treatment to be applied.**

Equipo de ultrasonidos con sonda facial y sonda orbicular. Diferentes tipos de onda de salida a escoger según el tratamiento a realizar.

Appareil à ultrasons avec sonde visage et orbiculaire. Différents types d'onde de sortie à choisir selon le type de traitement à effectuer.

*Ultraschallgerät mit Gesichts- und Orbicularsonde. Verschiedene Ausgangswellenformen zur Auswahl, je nach Behandlung.*

*Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda facciale e orbicolare. Diversi tipi d'onda selezionabili secondo il trattamento da eseguire.*

**Ultrasound  
Ref. F312A**

**Weight: 2Kg  
Size: 20,5x22x7 cm**

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50Hz/60Hz  
**Power:** 20W  
**Working Power:** 0 - 3W/cm<sup>2</sup>  
**Working Frequency:** 1MHz

**PACKING SIZE cm**  
**37x27,5x14**  
**N. W. Kg**  
**2**  
**G. W. Kg**  
**2,5**

