

## B-EQUIPMENT

**Galvanic instrument with direct current and constant intensity. It is used to ease the penetration of cosmetic products and to make deep facial cleansing treatments.**

Equipo galvánico de corriente continua e intensidad constante. Su uso facilita la penetración de activos en limpiezas faciales profundas.

Appareil galvanique à courant continue et intensité constante. Il est utilisé pour faciliter la pénétration des actifs appliqués pendant le soin et pour réaliser un nettoyage du visage en profondeur.

*Galvanischgerät mit Gleichstrom und konstanter Intensität. Es wird eingesetzt, damit die Wirkstoffe tiefer bei Gesichtstiefenreinigungen dringen.*

*Apparechiatura di corrente galvanica continua ed intensità costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in profondità dei principi attivi dopo le pulizie facciali.*

**Galvanic  
Ref. F313A**

**Weight: 1,9Kg  
Size: 20,5x22x7 cm**

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50Hz/60Hz  
**Power:** 29W  
**Working Power:** 5W  
**Working Intensity:** 30 - 650 micro Amperes

**PACKING SIZE cm**  
**37x27,5x14**  
**N. W. Kg**  
**1,9**  
**G. W. Kg**  
**2,7**

