

MULTIEQUIPMENT

Microdermabrasion device with aluminium oxide crystals. It is used for non-invasive exfoliating treatments. It is a very effective method to remove the pigmented skin cells.

Instrumento de microdermoabrasión mediante microcristales de aluminio. Utilizado para tratamientos de exfoliación no invasivos. Muy eficaz para eliminar localmente las células pigmentadas.

Appareil de microdermabrasion par microcristaux en aluminium. Il est utilisé pour des traitements d'exfoliation non invasifs. Il est très efficace pour éliminer localement les cellules pigmentées.

Mikrodermabrasionsgerät mit Kristallen aus Aluminium für kontrollierten und nicht-invasiven Peelingbehandlungen. Sehr effektiv um lokale pigmentierte Zellen zu eliminieren.

Apparecchiatura di microdermoabrasione con microcristalli di ossido di alluminio. Usata per trattamenti di esfoliazione non invasivi. Molto efficace nella rimozione di cellule pigmentate a livello locale.

Microcrystal
Ref. F336A

Weight: 4,8Kg
Size: 33x27,5x10 cm

Input voltage: 100 ~120V /220 ~240V

Input frequency: 50Hz/60Hz

Rated power: 80 W

Standby power: < 4W

Working pressure: 0 - 0,82 bar (615 mmHg)

Flow: 28 l/min

PACKING SIZE cm

49,5x48,5x22,5

N.W. kg

4,8

G.W. kg

6

