

U-TECH

Thermotherapy instrument with a sauna bag. It works providing therapeutic heat with direct results on the body, such as vasodilation, cell oxygenation and muscular relaxation.

Equipo de termoterapia con saco sauna. Actúa proporcionando un calor terapéutico con resultados directos sobre el organismo, entre los que destacan la vasodilatación, la oxigenación celular y la relajación muscular.

Appareil de thermothérapie avec couverture chauffante. Son fonctionnement se base sur une chaleur thérapeutique avec des résultats directs sur l'organisme comme la vasodilatation, l'oxygénation cellulaire et la décontraction musculaire.

Thermotherapie-Gerät mit Wärmedecke. Es sorgt für therapeutische Wärme mit direkten Ergebnissen im Körper, wie z.B. Gefäßerweiterung, Sauerstoffversorgung der Zellen und Muskelentspannung.

Apparecchiatura di termoterapia con termocoperta. Agisce fornendo calore terapeutico con risultati diretti sul corpo come la vasodilatazione, l'ossigenazione cellulare e il rilassamento muscolare.

Thermotherapy
Ref. F825
Weight: 6,8 Kg
Size: 67x30,5x42 cm

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Rated Power: 580W
Working Power: 450W
Working temperature: 20 - 50°C

PACKING SIZE cm
78x45x26,5
N.W. kg
6,8
G.W. kg
10,5

