

FICHA TÉCNICA

Tablero Espinal Anatomico

Ref: BST02060

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en material HDPE no contaminante y lavable.
- 14 entradas para las manos
- Fuerte, construcción ligera, de una sola pieza de HDPE
- Impermeable a todos los fluidos corporales,
- Fácil de descontaminar
- Proporciona el 100% translucidez de la radiografía
- Flotable.
- Garantía. Dos años

DATOS TÉCNICOS:

MEDIDAS: 184 x 45 x 5 cm

PESO: 7,5 Kgs

Carga Max . 160 Kgs.



Sistema Universal de Correas tipo araña para tablero espinal

Ref- LO44600

- El sistema de correas Rock Straps permite la inmovilización completa del paciente adulto o pediátrico sobre el tablero espinal Spencer, pero también es indicado para todos los
- otros tipos de tablero espinal.
- Gracias a la posibilidad de deslizar las partes transversales a lo largo del cinturón dorsal, se puede adaptar con precisión y por lo tanto ser empleado con todos los pacientes.
- Los cierres son mediante Velcro®.
- Para facilitar su uso, han sido aplicados códigos de colores.
- Completamente radio-compatible.
- Realizado con una suave y robusta cinta de nylon de 50 mm con costuras especiales.
- Peso: 500 g

