

# NOBLE

**Stool with a wraparound backrest and a saddle-shaped seat. Equipped with 3 gas lifts to adjust height, backrest and seat inclination. White PU upholstery of high quality. Very stable chrome base.**

Taburete con respaldo envolvente y asiento en forma de silla de montar. Equipado con 3 pistones de gas para ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Tapizado en PU blanco de alta calidad y base cromada muy estable.

Tabouret avec dossier enveloppant et siège en forme de selle de cheval. Équipé de 3 vérins à gaz pour régler la hauteur, l'inclinaison du dossier et du siège. Revêtement en PU blanc de haute qualité et base chromée très stable.

*Arbeitsstuhl mit Rückenlehne und mit Sattelform. Die Höhe, die Neigung des Sitzes und der Rückenlehne können anhand drei Handhebel mittels Gasdruckfeder reguliert werden. Hochwertige PU-Polsterung und sehr stabiler Chromfuß.*

*Sgabello con schienale avvolgente e sedile a forma di sella. Dotato di 3 leve a gas che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del sedile. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e base cromata molto stabile.*



**Saddle-shaped Stool With Backrest**  
**Ref. 1025A**  
Weight: 9,5 Kg  
Upholstery: PU

**1** Angle  
**2** Angle  
**3** Up and Down 59/78 cm

**OPTIONS**  
**Lower gas lift** Ref. 30004  
**Up and Down** 55/73 cm

#### COLOURS



**PACKING SIZE cm**  
59x30x60  
**N.W. kg**  
9,5  
**G.W. kg**  
11,5



# NOBLE

