

## U-TECH

**High frequency instrument used to disinfect the skin, stimulate glandular activity and prepare the skin for the product penetration.**

Equipo de alta frecuencia utilizado para desinfectar la piel, regular la actividad glandular y preparar la piel para la penetración de activos.

Appareil à haute fréquence utilisé pour désinfecter la peau, stimuler l'activité glandulaire et préparer la peau pour la pénétration d'actifs.

*Hochfrequenzgerät zum desinfizieren, um die Drüsen-tätigkeit zu regulieren und damit die Wirkstoffe besser in die Haut dringen.*

*Apparecchiatura di alta frequenza utilizzata per disinfettare la pelle, regolare l'attività ghiandolaire e preparare la pelle alla penetrazione di principi attivi.*

**High Frequency  
Ref. F806**

Weight: 2,4 Kg  
Size: 24x23x13

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50Hz/60Hz  
**Rated power:** 20W  
**Working power:** 10W  
**Working frequency:** 250 KHz

**PACKING SIZE cm**

**36x31x18,5**

**N.W. kg**

**2,4**

**G.W. kg**

**3**

