

CHOR

2-section fixed bed with a sturdy wooden frame in wenge colour. Height manually adjustable in different fixed positions. Backrest inclination by tooth rack adjustable in different fixed positions. Breather hole and headrest cushion. White PVC upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla de madera en color wenge de 2 cuerpos con estructura muy estable. Altura regulable en diferentes posiciones prefijadas. Inclinación del respaldo mediante guía dentada ajustable en diferentes puntos fijos. Equipada de agujero facial y cojín reposacabezas. Tapizado blanco en PVC de alta calidad y fácil de limpiar.

Table fixe à 2 plans avec structure très stable en bois couleur wengé. Hauteur réglable en 3 positions fixes. Réglage manuel du dossier par crémaillère dentée réglable en plusieurs positions fixes. Avec trou visage et coussin repose-tête. Revêtement en PVC blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Zweiteilige Holzliege mit einem sehr stabilen Rahmen in Wenge Farbe. Die Höhe wird in vorbestimmten Stellungen reguliert. Neigung der Rückenlehne durch einstellbare Zahnführung an verschiedenen Fixpunkten. Rückenteil mit Gesichtsausschnitt und Kopfkissen. Hochwertige weiße PVC Polsterung, leicht abwaschbar.

Lettino in legno a 2 sezioni color wengé con una struttura molto stabile. Altezza regolabile in diverse posizioni preimpostate. Inclinazione dello schienale tramite sistema a cremagliera regolabile in diversi punti fissi. Dotato di foro per il viso e cuscino poggiatista. Rivestimento in PVC bianco di alta qualità e facile da pulire.

Wooden Spa Bed Ref. WKS021.DB

Product size: 195 x 72
Height: 64/78 cm
Weight: 28 Kg
Upholstery: PVC
Thickness mattress: 10 cm

- 1 Breather hole + cushion**
Breather hole 17'5 x 14
Cushion 25'5 x 47 cm
- 2 Height (up & down) 64/78 cm**
- 3 Backrest angle 24°**

OPTIONS

Bed cover

Packaging size cm	195 x 29 x 73 cm
N.W. kg	28 kg
G.W. kg	32kg

Loading capacity	180 kg
-------------------------	---------------



CHOR

