

HIGHTECH

Multifunction digital instrument with touch screen that combines 2 beauty treatments: cavitation and multipolar radiofrequency. Ideal for non-invasive treatments to reduce the fat deposits in the body and cellulite, as well as to access the deepest layers of the dermis to improve the skin tone and its elasticity. Equipped with 3 handles for radiofrequency and 1 for cavitation.

Equipo digital de belleza con pantalla táctil que combina 2 funciones: cavitación y radiofrecuencia multipolar. Ideal para tratamientos no invasivos de reducción de depósitos de grasa corporal y celulitis, así como para acceder a las capas más profundas de la dermis para mejorar el tono de la piel y su elasticidad. Equipado con 3 manipuladores para la radiofrecuencia y 1 para la cavitación.

Appareil digital de beauté avec écran tactile qui combine 2 fonctions : cavitation et radiofréquence multipolaire. Conçu pour des traitements non-invasifs de réduction des dépôts de graisse corporelle et de cellulite, ainsi que pour accéder aux couches les plus profondes du derme afin d'améliorer le tonus de la peau et son élasticité. Équipé de 3 sondes pour la radiofréquence et 1 pour la cavitation.

Digitales Kosmetikgerät mit Touch Screen, welches 2 Funktionen kombiniert: Kavitation und multipolares Radiofrequenz. Ideal für nicht invasive Behandlungen zur Reduzierung der Körperfettablagerungen und Cellulitis, sowie um in die tiefsten Schichten der Lederhaut zu kommen, um den Hautton und Elastizität zu verbessern. Mit 3 Handstücke für die Radiofrequenz und 1 für Kavitation ausgestattet.

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che combina 2 funzioni: cavitazione e radiofrequenza multipolare. Ideale per trattamenti non invasivi per ridurre i depositi di grasso corporeo e la cellulite, nonché per accedere agli strati più profondi del derma e migliorare il tono e l'elasticità della pelle. Dotato di 3 manipoli per radiofrequenza ed 1 per cavitazione.

Radiofrequency + Cavitation Ref. WKB004

Weight: 9 Kg
Size: 34x38x15 cm

Input voltage: 220-240V
Input frequency: 50Hz
Power: 120W

PACKING SIZE cm
51x45x22
N.W. Kg
9
G.W. Kg
10

