

BASICTECH

Sauna bag thermotherapy instrument. It consists of 3 channels that allow adjusting temperature independently. It provides therapeutic heat with direct results on the organism, such as vasodilatation, cellular oxygenation and muscle relaxation. Working temperature: 40-80°C.

Equipo de termoterapia con saco sauna. Cuenta con 3 canales que permiten regular la temperatura independientemente. Actúa proporcionando un calor terapéutico con resultados directos sobre el organismo, entre los que destacan la vasodilatación, la oxigenación celular y la relajación muscular. Temperatura de trabajo: 40-80°C.

Dispose de 3 canaux qui permettent de régler la température de façon indépendante. Sa chaleur thérapeutique a des résultats directs sur l'organisme, comme la vasodilatation, l'oxygénation cellulaire et la relaxation des muscles. Température de travail : 40-80°C.

Thermotherapie-Gerät mit Wärmedecke. Es verfügt über 3 Kanäle, um die Temperatur unabhängig zu regulieren. Es sorgt für therapeutische Wärme mit direkten Ergebnissen im Körper, wie z.B. Gefäßerweiterung, Sauerstoffversorgung der Zellen und Muskelentspannung. Arbeitstemperatur: 40-80°C

Attrezzatura per termoterapia con termosaua. Dispone di 3 canali che consentono di regolare la temperatura in modo indipendente. Agisce fornendo un calore terapeutico con risultati diretti sul corpo, tra cui vasodilatazione, ossigenazione cellulare e rilassamento muscolare. Temperatura di lavoro: 40-80°C.

Thermotherapy Ref. WKB006

Weight: 8 Kg
Size: 48x13x32 cm
Blanket size: 180x80 cm

NEW



Input voltage: 220~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Power: 300W
Working temperature: 30 - 50°C

PACKING SIZE cm
58x41x52
N.W. Kg
8
G.W. Kg
9

