

## BRAE

**3-section podiatry chair equipped with 3 motors that control height, backrest and seat inclination. Reclining armrests and adjustable headrest with breather hole. Legrests independently adjustable in height by gas lift. Easy-to-clean white PVC upholstery.**

Sillón de podología de 3 cuerpos con 3 motores que permiten regular la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Reposabrazos abatibles y reposacabezas regulable con agujero facial. Reposapiés ajustables en altura independientemente mediante pistón de gas. Tapizado blanco en PVC y fácil de limpiar.

Fauteuil de podologie à 3 plans équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Repose-bras rabattables et repose-tête réglable avec trou visage. Hauteur des jambières réglable de façon indépendante par vérin à gaz. Revêtement en PVC blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

*Fußpflegeliege mit 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Sitzes zu regulieren. Abklappbare Armlehnen und verstellbare Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt. Die Fußstützen können mittels Gasfeder und abhängig voneinander in der Höhe verstellt werden. Weiße PVC-Polsterung, leicht abwaschbar.*

Poltrona podologica a 3 corpi con 3 motori che consentono di regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del sedile. Braccioli pieghevoli e poggiatesta regolabile con foro facciale. Poggiapiedi regolabili in altezza indipendentemente tramite pistone a gas. Rivestimento in PVC bianco e facile da pulire.

7



### Electric Pedicure Chair Ref. WKP004.3.A26

Size without armrest: 203x63x65/100 cm

Size with armrest: 203x84x65/100 cm

Weight: 72 Kg

Upholstery: PVC

Motors: 3

NEW

8



9



- 1 Breather hole with headrest cushion
- 2 Angle 0°-68°
- 3 Angle -10°
- 4 Angle 0°-50°
- 5 Extension ±17 cm
- 6 Up and Down 65/93-100cm trendelenburg
- 7 Hand controller

#### OPTIONS

8 Foot controller Ref. FC003.WK

9 Debris tray Ref. 30030

Bed cover

#### PACKING SIZE cm

163x68x71

N.W. kg

72

G.W. kg

87

MAX WEIGHT

175 kg



## BRAE

