

## WIND

**High efficient light micromotor conceived for podiatry. Adjustable rotation speed up to 35.000 rpm with double sense system and torque of 2,8 N./cm. Equipped with a handpiece and footswitch.**

Micromotor de gran eficacia y ligereza para podología. Velocidad ajustable hasta 35.000 rpm, con sentido de giro derecha/izquierda y torque de 2,8 N/cm. Incluye pieza de mano y pedal para función ON/OFF.

Micromoteur de haute efficacité et légèreté conçu pour la podologie. Vitesse de rotation maximale de 35.000 tr/min réglable et à double sens et couple puissant de 2,8 N/cm. Équipé d'une pièce à main et pédale M/A.

*Fußpflegegerät, ideal für Podologie dank seiner Leichtigkeit und seiner Leistung. Regulierbare Drehgeschwindigkeit von 35.000 U/m, beidseitig drehbar und ein Drehmoment von 2,8 N/cm. Es beinhaltet Handstück und Fußschalter für die ON/OFF Funktion.*

*Micromotore molto efficace e leggero per podologia. Velocità regolabile fino a un massimo di 35.000 giri al minuto con giro a doppio senso e Coppia di torsione di 2,8 N/cm. Include un manipolo ed una pedaliera di avvio.*

### Micromotor Ref. WKP006

Product size: 13,5 x 11,5 x 8 cm  
Handpiece size: 16,5 x 3 cm  
Weight: 1,7 Kg  
Torque: 2,8 N/cm

NEW

Input voltage 110 / 220 V.

Speed 35,000 rpm

Maximum load current 2A

Output power source 0-32 V

Power 65W

PACKING SIZE cm

25x9x21

N.W. kg


1,7

G.W. kg

2



# WIND



The allowable RPM according to the bur diameter. Please keep the RPM according to the diagram. The allowable RPM could be different from the bur material and type.