

CREM

Pedicure chair with foot spa basin and foot support adjustable in height and length. The seat height and rotation are adjustable by an hydraulic pump with blocking system. Easy-to-clean white PU upholstery.

Sillón de pedicura con bañera de pies y reposapiés ajustable en altura y longitud. Altura y rotación del sillón regulable con bomba hidráulica y sistema de bloqueo. Tapizado blanco en PU y fácil de limpiar.

Chaise de pédicure avec bac de pieds et repose-pied réglable en hauteur et longueur. Hauteur et rotation du fauteuil réglable par pompe hydraulique et système de blocage. Revêtement en PU blanc et facile à nettoyer.

Fußpflegestuhl mit Fußwanne und in der Höhe und Länge verstellbare Beinstütze. Die Höhe und Drehung vom Stuhl wird mittels hydraulischer Pumpe reguliert, mit Blockierungssystem. Weiße PVC-Polsterung, leicht abwaschbar.

Poltrona pedicura con vaschetta e poggiatesta regolabile in altezza e lunghezza. Altezza e rotazione della poltrona regolabile con pompa idraulica e sistema di bloccaggio. Rivestimento in PU bianco e facile da pulire.

Pedicure Chair Ref. WKS019.A26

Product size: 75x115x54/70 cm
Weight: 30 Kg
Upholstery: PVC

1 Up and Down 54/70 cm- 113/129 cm
2 Up and Down 57/77 cm
3 Extension ± 20 cm
4 Capacity 10 l.

PACKING SIZE cm
111x79x69
N.W. kg
30
G.W. kg
40
MAX WEIGHT
120 kg



CREM

