

SPIN

Trolley made of white plywood. Equipped with 3 drawers, one of them works as a UV steriliser for small instruments. It also has a central housing with a sliding tray to lodge equipment.

Carrito blanco de madera contrachapada. Equipado con 3 cajones, uno de los cuales está dotado de luz UV para la esterilización de instrumentos. También dispone de alojamiento central para instrumentación con bandeja extraíble.

Guéridon en bois contreplaqué équipé de trois tiroirs, un desquels s'utilise comme un stérilisateur à UV pour le petit matériel. Inclut un module central avec un plateau coulissant pour loger des appareils.

Weißer Wagen aus Sperrholz. Mit 3 Schubfächern ausgestattet, eines davon verfügt über eine UV-Lampe, um Instrumente zu sterilisieren. Er ist auch mit einem mittleren Staubraum mit einer ausziehbaren Ablage ausgestattet, um Instrumente zu verstauen.

Carrello bianco di legno compensato a 3 cassetti, uno dei quali è fornito di luce UV per la sterilizzazione degli strumenti. È dotato anche di uno spazio centrale con ripiano estraibile dove porre del materiale.

UV-Drawer Trolley

Ref. WKT001

Product size: 55x40x82 cm

Weight: 26 Kg

Input voltage: 220Vac-240Vac

Input frequency: 50Hz/60Hz

Max. load: 50 kg

Lamp: UV

PACKING SIZE cm

61x46x82

N.W. kg

26

G.W. kg

33



SPIN

