

MODELO	MAG2000	
VERSIÓN	MAGNETOTERAPIA BAJA FRECUENCIA ALTA INTENSIDAD	
<p>DOTACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAG2000 • Faja elastica terapeutica • Alimentador • Manual de empleo y posiciones faja • Bolsa para el transporte 		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

MAG 2000 representa la nueva línea de productos para magnetoterapia diseñados y realizados por el departamento I+D de lacer.

La experiencia adquirida con el modelo My Mag y los óptimos resultados terapéuticos de este aparato nos han estimulado a mejorarlo y hacerlo aun mas potente manteniendo la sencillez de empleo que desde siempre caracteriza nuestros productos.

MAG2000 es la natural evolución de My Mag, del cual hereda la faja elástica terapéutica con tres solenoides y los dos canales de salida que permiten tratar de manera independientes dos zonas del cuerpo.

MAG2000 está dotado con 20 programas preconfigurados identificados por el nombre de las patologías más comunes, (osteoporosis, periartrosis etc.) 14 programas identificados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 Hercios) y un programa Autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos blandos y tejidos duros en la misma sesión de terapia.

MAG2000 permite de programar libremente la intensidad del campo magnético en todos los programas, con valores máximos de hasta 300 Gauss sobre las dos salidas (150 Gauss por salida), en los programas con frecuencias de trabajo de 1 a 100 Hercios.

MAG2000 es un dispositivo médico con registro CE0476.

PROGRAMAS

Osteoporosis	Cont. intercostales	1 Hz	70 Hz
Artrosis	Lumbago	3 Hz	80 Hz
Artritis	Dolor lumbar	5 Hz	90 Hz
Artrosis cerv.	Artrosis hombro	10 Hz	100 Hz
Dol. Articul.	Artrosis rodilla	15 Hz	Autoscan
Cervicalgia	Periartrosis	20 Hz	
Distorsion	Coxartrosis	30 Hz	
Fracturas	Atrofias musculares	40 Hz	
Epicondilitis	Cont. musculares	50 Hz	
Epitrocleitis	Osteonecrosis	60 Hz	

Dimensionas aparato: 180 x 110 x 50 mm