

MODELO		LaMagneto Pro				
CONTENIDO:						
<ul style="list-style-type: none"> • LaMagneto Pro • Un aplicador a faja con 3 solenoides • Un aplicador profesional con pareja de solenoides • Alimentador médico • Manual de empleo y mantenimiento • Imán para verificación de funcionamiento • Bolsa para el transporte • Tres bandas de tejido no tejido (TNT) 15x150 cm 						
CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES						
<p>LaMagneto Pro es un dispositivo médico certificado CE1936 para magnetoterapia con campos electromagnéticos pulsados (CEMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dos canales independientes ✓ Pantalla a color ✓ Intensidad del campo magnético hasta 200 gauss per canal ✓ Frecuencia de 1 a 120 Hz ✓ 63 programas ✓ Paciente doble ✓ Lista "Últimos 10" programas utilizados ✓ Modalidad "Bloquear" programa ✓ Contador de terapias realizadas y horas totales de uso 						
PROGRAMAS						
Osteoporosis	Epitrocleitis	Tratamiento muscular	Latigazo	Síndrome de Impingement	Autoscan	Trat. 30 Hz
Artrosis	Pseudoartrosis	Osteonecrosis	Cicatrización	Túnel carpiano	Trat. 1 Hz	Trat. 40 Hz
Artritis	Lumbago	Algodistrofia	Úlceras cutáneas	Prótesis titanio	Trat. 3 Hz	Trat. 50 Hz
Artrosis cervical	Dolor lumbar	Lesión cartilago	Discopatía	Manguito rotador	Trat. 5 Hz	Trat. 60 Hz
Dolor articular	Artrosis hombro	Lesión ligamento	Mialgia	Túnel del tarso	Trat. 8 Hz	Trat. 70 Hz
Cervicalgia	Artrosis rodilla	Edema óseo	Neuropatía	Nocturno 1 Hz	Trat. 10 Hz	Trat. 75 Hz
Dolor crónico	Periartritis	Tendinitis	Desgarro muscular	Nocturno 15 Hz	Trat. 15 Hz	Trat. 80 Hz
Fracturas	Coxartrosis	Condropatía	Calambres musculares	Nocturno 50 Hz	Trat. 16 Hz	Trat. 90 Hz
Epicondilitis	Atrofia Muscular	Antinflamatorio	Rizartrosis	Nocturno 75 Hz	Trat. 20 Hz	Trat. 100 Hz
Dimensiones del aparato: 180 x 110 x 50 mm						