

MODELO	LaMagneto			
<p style="text-align: center;"><b>CONTENIDO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LaMagneto</li> <li>• Dos aplicadores a faja con 3 solenoides</li> <li>• Alimentador médico</li> <li>• Manual de empleo y mantenimiento</li> <li>• Imán para verificación de funcionamiento</li> <li>• Bolsa para el transporte</li> <li>• Tres bandas de tejido no tejido ((TNT) 15x150 cm</li> </ul>				
				
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES</b>				
<p><b>LaMagneto</b> es un dispositivo médico certificado <b>CE1936</b> para magnetoterapia con campos electromagnéticos pulsados (CEMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dos canales independientes</li> <li>✓ Pantalla a color</li> <li>✓ Intensidad del campo magnético hasta 150 gauss por canal</li> <li>✓ Frecuencia de 1 a 100 Hz</li> <li>✓ 46 Programas</li> <li>✓ Paciente doble</li> <li>✓ Lista "Últimos 10" programas utilizados</li> </ul>				
<b>PROGRAMAS</b>				
Osteoporosis	Pseudoartrosis	Algodistrofia	Discopatía	Túnel del tarso
Artrosis	Lumbago	Lesión cartílago	Mialgia	Nocturno 1 Hz
Artritis	Dolor lumbar	Lesión ligamento	Neuropatía	Nocturno 15 Hz
Artrosis cervical	Artrosis hombro	Edema óseo	Desgarro muscular	Nocturno 50 Hz
Dolor articular	Artrosis rodilla	Tendinitis	Calambres musculares	Nocturno 75 Hz
Cervicalgia	Periartritis	Condropatía	Rizartrosis	Autoscan
Dolor crónico	Coxartrosis	Anti-inflamatorio	Síndrome de Impingement	
Fracturas	Atrofia Muscular	Latigazo	Túnel carpiano	
Epicondilitis	Tratamiento muscular	Cicatrización	Prótesis titanio	
Epitrocleititis	Osteonecrosis	Úlceras cutáneas	Manguito rotador	
<b>Dimensiones del equipo: 180 x 110 x 50 mm</b>				